

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย เลขที่ นฐ ๐๐๓๓/.....๒๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จังหวัดนครปฐม ได้ทำสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล รุ่น Cb๖๐K/SND ยี่ห้อ Mediland ผลิตภัณฑ์ประเทศไต้หวัน จำนวน ๑ เตียง จากบริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด ดังรายละเอียดแนบท้ายสัญญานี้ประกอบด้วยเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ดังนี้

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ผนวก ๑ ใบเสนอราคา ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒. ผนวก ๒ รายการคุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน ๓ หน้า |
| ๓. ผนวก ๓ แคตตาล็อก | จำนวน ๓๐ หน้า |
| ๔. ผนวก ๔ สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร | จำนวน ๑ หน้า |

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ

(นายสุรชัย โชคครรชิตไชย)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม



Emerson Group Co., Ltd.

บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด (ลงชื่อ).....ผู้ขาย

(นายนิติกร พุ่มโพธิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจุฑาภรณ์ สามสีทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอัญชิสรา พานแก้ว)

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด เลขที่ ๔๔ ซอย เรวดี ๖๑ตำบล ตลาดขวัญอำเภอ เมือง นนทบุรีจังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๖๙-๔๐๓๕ ต่อ ๓๑ โดย นางลลนา เลิศสมิตินันท์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๗ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	รวมเป็นเงิน (บาท)	กำหนดส่งมอบ
๑	เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล	-	๑ เตียง	๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๑,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	

(หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ จังหวัด อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัด ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ จังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ จังหวัด ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัด ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้

Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอเมอร์สัน กรุป จำกัด

ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัด และ จังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือจังหวัด อาจดำเนินการจัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัด ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ จังหวัด

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง จังหวัด ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน บาท มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า จังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๑๐. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐:๑๐:๔๘ น.

(นางลลนา เลิศสมิตินันท์)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๗๐๗๙๖๐๒๔๖๔

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๗๐๙๑๖๐๐๐๒๘๑๑

รหัสอ้างอิง OTP FKWj

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๒๕๕๕๑๐๐๓๘๘๓


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปพร้อมระบบควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

๒. คุณสมบัติเฉพาะของเตียง

๒.๑ เป็นเตียงผ่าตัดระบบ Electro-Hydraulic สามารถใช้พลังงานได้ ๒ ระบบ ได้แก่

๒.๑.๑ ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ขนาด ๒๔๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ต

๒.๑.๒ ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (DC) แบบชาร์จไฟได้จำนวน ๒ ลูก ติดตั้งอยู่ภายในฐานเตียง

๒.๒ มีล้อหมุนแบบหลายทิศทางจำนวน ๔ ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒.๕ เซนติเมตร

๒.๓ มีระบบล๊อคเตียงโดยการยกล้อขึ้นแล้ววางฐานเตียงลงพื้นเพื่อความมั่นคงในการรับน้ำหนัก

๒.๔ มีระบบล๊อคเตียงสำหรับกรณีช็อคควบคุมเกิดขัดข้องติดตั้งอยู่บริเวณฐานเตียง

๒.๕ ฝาครอบฐานเตียง, คอลัมน์เตียง, รางด้านข้างเตียง, และโครงสร้างต่างๆผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)

๒.๖ ส่วนฐานเตียง ถูกออกแบบให้เพิ่มพื้นที่การวางเท้า เพื่อความสะดวกของศัลยแพทย์ขณะยืนผ่าตัดด้านข้างเตียง

๒.๗ รางด้านข้างเตียงมีระบบป้องกันการตกหล่นของแคลมป์สำหรับยึดจับอุปกรณ์

๒.๘ พื้นเตียงทำจากวัสดุโปร่งรังสีที่แสงเอ็กซ์เรย์สามารถฉายผ่านได้ แบ่งเป็น ๔ ส่วน ได้แก่

๒.๘.๑ ส่วนรองรับศีรษะ

๒.๘.๒ ส่วนรองรับแผ่นหลัง

๒.๘.๓ ส่วนรองรับเชิงกราน

๒.๘.๔ ส่วนรองรับขาทั้งสองข้าง

๒.๙ เบาะรองรับแบบ Anti-static Pressure Management สามารถถอดออกได้ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร ผลิตจากวัสดุด้านเชื้อแบคทีเรียและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สามารถลดความเสี่ยงของอาการแผลกดทับ และเป็นวัสดุที่ปราศจากน้ำยางเพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยบางราย โดยมีส่วนประกอบจากวัสดุ ดังนี้

๒.๙.๑ Antistatic Synthetic Cover

๒.๙.๒ Soft Slow Recovery Foam

๒.๙.๓ High Density Foam

๒.๑๐ มีชุดควบคุมฉุกเฉินอยู่บริเวณฐานเตียง ใช้ในกรณีที่รีโมทคอนโทรลขัดข้อง การปรับฟังก์ชันต่างๆ ต้องกดพร้อมปุ่ม Enabling Switch เสมอ

๒.๑๑ รีโมทคอนโทรลสามารถปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๗๐ ± ๑๐ วินาที

๒.๑๒ ขนาดของพื้นเตียงยาว ๒๐๗ เซนติเมตร และกว้าง ๕๒ เซนติเมตร (ไม่รวมรางข้างเตียง)

๒.๑๓ เตียงผ่าตัดสามารถรองรับน้ำหนักได้ ๔๕๔ กิโลกรัม สำหรับการจับที่ปรับได้โดยไม่รับเลื่อนพื้นเตียง โดยการกระจายน้ำหนักดังนี้

 **Emerson Group Co., Ltd.**
Emerson Group Co., Ltd. อเมซอน กรุ๊ป จำกัด
บริษัท อเมซอน กรุ๊ป จำกัด


นางฉลภา เดิศลมิทธิวัฒน์ (+66)2 969 4035 Ext.31
Fax: (+66)2 969 4035 Ext.32
sales@emersonmedical.com
www.emersongroupthailand.com
E-mail : emerson-group@hotmail.com


Emerson Group Co., Ltd
49 Soi Raewadee 61 Taladkwan, Muang, Nonthaburi Thailand 11000
บริษัท อเมซอน กรุ๊ป จำกัด
49 ซอยเรวดี 61 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

- ๒.๑๓.๑ ส่วนรองศีรษะ รองรับน้ำหนักได้ ๑๖.๔ กิโลกรัม
- ๒.๑๓.๒ ส่วนรองรับแผ่นหลัง รองรับน้ำหนักได้ ๑๒๔.๑ กิโลกรัม
- ๒.๑๓.๓ ส่วนรองรับเชิงกราน รองรับน้ำหนักได้ ๒๖๑.๗ กิโลกรัม
- ๒.๑๓.๔ ส่วนรองรับขา รองรับน้ำหนักได้ ๕๑.๙ กิโลกรัม
- ๒.๑๔ อุปกรณ์สำหรับรองรับศีรษะ สามารถปรับความสูงต่ำได้ ตั้งแต่ ๕๗ ม. ถึง ๔๖๓ มม.
- ๒.๑๕ ส่วนรองรับขาทำงานด้วยระบบ Gas Spring และสามารถถอดออกได้ โดยมีปุ่มกดสำหรับปลดไว
 - ๒.๑๕.๑ สามารถปรับส่วนรองรับขาขึ้น (Leg Up) ได้ ๒๐ องศา
 - ๒.๑๕.๒ สามารถปรับส่วนรองรับขาลง (Leg Down) ได้ ๙๐ องศา
 - ๒.๑๕.๓ สามารถปรับส่วนรองรับขาเปิดกว้าง (Open) ได้ ๑๘๐ องศา
- ๒.๑๖ แท่นยกไตแบบคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber Kidney Elevator) สามารถปรับความสูงได้ ๐-๑๒ เซนติเมตร และส่วนรางข้างใต้พื้นเตียงสามารถพับเก็บได้เพื่อลดการบดบังพื้นที่ของเครื่องฉายภาพรังสี
- ๒.๑๗ สามารถปรับเปลี่ยนเลื่อนพื้นเตียงในแนวระนาบ (Longitudinal Sliding) ได้ ๓๕ เซนติเมตรควบคุมโดยรีโมทคอนโทรล พื้นที่ในการฉายภาพรังสีจากปลายถึงคอลัมน์เตียงมีความ ๑๕๘.๔ เซนติเมตร
- ๒.๑๘ รีโมทคอนโทรลสามารถทำงานได้อย่างน้อยดังนี้
 - ๒.๑๘.๑ มีรูปภาพประกอบการปรับท่าบนปุ่มกดเพื่อแสดงขณะทำการปรับท่าต่างๆ
 - ๒.๑๘.๒ มีรูปภาพประกอบและไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
 - ๒.๑๘.๓ สามารถกดเปิดการทำงานได้ที่รีโมทคอนโทรล
 - ๒.๑๘.๔ สามารถล็อกและปลดล็อกเตียงผ่าตัดได้ที่รีโมทคอนโทรล
 - ๒.๑๘.๕ มีไฟแสดงสถานะเพื่อแจ้งเตือนป้องกันการกระแทกกระทึกของพื้นเตียง
- ๒.๑๙ การปรับท่าโดยรีโมทคอนโทรลทำได้ ดังนี้
 - ๒.๑๙.๑ ปรับระดับสูงได้ ๑๐๒ เซนติเมตร (ไม่รวมเบาะ)
 - ๒.๑๙.๒ ปรับระดับต่ำสุดจากพื้นได้ ๕๒ เซนติเมตร (ไม่รวมเบาะ)
 - ๒.๑๙.๓ ปรับเอียงด้านศีรษะต่ำ (Trendelenberg) ได้ ๒๖ องศา
 - ๒.๑๙.๔ ปรับเอียงด้านปลายเท้าต่ำ (Reverse Trendelenberg) ได้ ๒๖ องศา
 - ๒.๑๙.๕ ปรับเอียงซ้าย-ขวา (Lateral Tilt) ได้ ๒๐ องศา
 - ๒.๑๙.๖ ปรับส่วนรองรับแผ่นหลังขึ้น (Back Up) ได้ ๘๐ องศา
 - ๒.๑๙.๗ ปรับส่วนรองรับแผ่นหลังลง (BackDown) ได้ ๕๐ องศา
 - ๒.๑๙.๘ ปรับท่า Flex ได้ ๒๓๐ องศา
 - ๒.๑๙.๙ ปรับท่า Reflex ได้ ๑๐๐ องศา
 - ๒.๑๙.๑๐ ปรับพื้นเตียงแนวระดับอัตโนมัติ (Auto Leveling)

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเตียงผ่าตัด

- ๓.๑ แคลมป์สำหรับยึดจับอุปกรณ์แบบด้ามจับกลม
- ๓.๒ ฉากกันวิสัยทัศน์


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด



นางอรรษา เอ็ดมุนด์สัน

จำนวน ๔ ชิ้น

จำนวน ๑ ชิ้น


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด



๓.๓ ที่วางแขนพร้อมเบาะรอง	จำนวน ๒ ชั้น
๓.๔ สายรัดตัว	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๕ ที่วางแขนแบบปรับระดับ	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๖ อุปกรณ์ดันข้างลำตัว	จำนวน ๓ ชั้น
๓.๗ แคลมป์สำหรับยึดจับอุปกรณ์แบบด้ามจับแบน	จำนวน ๔ ชั้น
๓.๘ ถาดรองของเสีย	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๙ รถเข็นสำหรับเก็บอุปกรณ์	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๑๐ ขาหยั่งแบบไฮดรอลิกสำหรับวางขาทั้งสองข้าง	จำนวน ๑ ชุด
๓.๑๑ ริโมทควบคุมแบบมีสาย	จำนวน ๑ ชั้น
๓.๑๒ หมอนเจลทรงโดมขนาด ๕๐ x ๑๕ x ๑๒ เซนติเมตร	จำนวน ๓ ชั้น
๓.๑๓ อุปกรณ์สำหรับรองรับศีรษะ	จำนวน ๑ ชั้น

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ สินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน สาธิต หรือดัดแปลงแก้ไขมาก่อน

๔.๒ ผู้ขายยอมรับประกันการชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดการชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หรือผู้ขายต้องจัดหาเครื่องที่มีสภาพใช้งานได้ตีมาสำรองใช้ระหว่างการซ่อม

๔.๓ ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุง ๑๐ ปี (ยื่นในวันยื่นซอง)

๔.๔ ผู้ขายต้องติดตั้งสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้สมบูรณ์ในวันที่ส่งมอบและส่งผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมมาแนะนำวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๔.๕ มีบริการหลังการขาย มีช่างผู้ชำนาญมาตรวจเช็คทุกๆ ๔ เดือน ในระยะเวลา ๓๖ เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๖ มีสติ๊กเกอร์แบบ QR code สำหรับแจ้งบริการหลังการขายที่ตัวสินค้า


๔.๗ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO๑๓๔๘๕ และ CE MARK

๔.๘ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๒ ชุด



Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Kaleem
นางลลนา เลิศกมลิตวินท์



๒.๑

Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมเออร์สัน กรุ๊ป จำกัด

C660 Electro-hydraulic Operating Table

นางกลุณา เด็ดศรีดิฉันท์
นางกลุณา เด็ดศรีดิฉันท์

Ideal solutions for all-purpose surgeries

Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมเออร์สัน กรุ๊ป จำกัด

[Signature]


IDEAL SOLUTION FOR ALL-PURPOSE SURGERIES

Reshape the standard of practical

Founded in 1984, Mediland is dedicated to creating better healthcare for tomorrow with more than 35 years of expertise and clinical experience in the OR.

C660 electro-hydraulic operating table is an upgraded version of the proven C600 operating table. The table keeps advantages of the ultra-low tabletop height and a great variety of model configurations from the C600 that was first launched 15 years ago, and also introduces more impressive functionality and practical design.

Not only easy to maintain hygiene from its compact and full stainless steel appearance but also the new Rapid-Link setup design benefits convenient installation and dismantling, C660 optimizes the workflow of surgical teams and provides more flexibility.



C660 KSND

Compact design of the stainless-steel column and base



Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท อีเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด


Emerson

OPTIMAL PERFORMANCE AND SAFETY MAXIMIZE THE SURGICAL EFFICIENCY

The solution for any surgical discipline

C660 operating table includes a compact stainless steel modular base, an interchangeable four-section tabletop, and the high mobility of giant swivel casters.


The table provides a variety of safety components with an ergonomic design that improves operating workflow and can be adapted to any surgery.



Safety

၂.၈

- **Anti-drop Hook:** The safety design of side rails prevents sliding off of accessories to protect caregivers from accidental harm.





၂.၉

- **Emergency Switch of Floor Locks:** Easily relocate the table to any position by adjusting the emergency brake manually to release the floor locks in an emergency state.



၂.၁၀


- **Auxiliary & Override Control System:** With clear action indications and an extra panel underneath the base for emergency cases.



Improvement of Efficiency


၂.၁၁
၂.၁၁

- **Rapid-Link Design:** The Rapid-Link design allows a single thumb press to interchange modules effortlessly and safely. (Head and Leg sections)




၂.၁၂

- **Built-in Carbon Fiber Kidney Elevator:** Innovative design of hidden gear bar allows unobstructed movements of C-arm. Carbon-fiber materials for excellent radiolucent.



၂.၂

- **4 of 12.5cm Giant Swivel Castors:** Easy to clean and high mobility of relocating the table.



Emerson Group Co., Ltd.



Emerson Group Co., Ltd.

ENABLING ALL CLINICAL NEEDS OF SURGICAL SPECIALTY


Superior longitudinal sliding and ergonomic design

C660 provides outstanding longitudinal sliding, ultra-low table height, and superb ergonomic design, achieving excellent positioning for the surgery team.


Thanks to up to 350mm electric sliding distance and the Rapid-Link that allows the quick interchange of the head and leg modules, the table enables a great imaging area with ideal access for the C-arm.



▲ Lift / Lower





▲ Trendelenburg / Reverse trendelenburg



▲ Lateral tilt

Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด



Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมิรสัน กรุ๊ป จำกัด

454kg
Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมิรสัน กรุ๊ป จำกัด
Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมิรสัน กรุ๊ป จำกัด

Ultra-low Tabletop Height

Allows surgeons in a comfortable sitting position during longer-time operations.

Ergonomic Design ๒.๖


The groove design offers more extensive legroom for surgeons in urologic and gynecologic surgery.

Maximum Weight Capacity ๒.๑๓


Up to 454kg securing the safety of patients and stability of procedures.

FULFILL THE NEEDS OF VARIOUS SURGICAL POSITIONS


Functional and practical




General Surgery




ENT Surgery



Minimally Invasive Surgery (MIS) and
Endoscope Procedure




Conventional Cholecystectomy and
Thoracic Surgery




Nephrectomy Surgery

Applied Accessories PA14.01



Ophthalmic and Plastic Surgery

Applied Accessories CPA33.04



Extracorporeal Membrane Oxygenation

Applied Accessories CPA13.05



Urology/Gynecology Surgery

Applied Accessories PA08.02 • PA16.02




Emerson Group Co., Ltd.

บริษัท อีเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท อีเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Handwritten signature




Neurosurgery (Prone Position)

Applied Accessories CPA13.05




Neurosurgery (Sitting Position)

Applied Accessories PA30.02 · PA14.01




Rectal Surgery

Applied Accessories PA15.01 · PA09.01 · PA10.01



Spinal Surgery

Applied Accessories CPA13.05




Back (Spinal) Surgery

Applied Accessories PA09.01 · PA10.01 · PA27.01




Shoulder Surgery Emerson Group Co., Ltd

Applied Accessories CPA54.07 บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด




Orthopedic Surgery

Applied Accessories CPA58.03



Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด
Emerson
นางฉัตร เติมศิริวัฒน์

Headrests & Adapters



Horseshoe Headrest

Supports patient's head in supine or prone position for ENT, spinal, and neurosurgery procedures. The headrest fits into table's standard headrest area.

PA13.01 for P series

Adjustable distance retainer of 72 mm ~ 288 mm

PA13.02 for Emax300, C series (not C600E)

Adjustable distance retainer of 72 mm ~ 478 mm

PA13.03 for Amax series, Ares 8000


Adjustable distance retainer of 72 mm ~ 463 mm

PA13.04 for Artemis

Adjustable distance retainer of 72mm ~ 468mm

A13.05 for C600E ๒.๑๔, ๓.๑๓

Adjustable distance retainer of 57mm ~ 463mm



Headrest for Plastic Operation

The headrest is ideal for ophthalmic and plastic procedures. It fits into the table's standard headrest area.

The stainless steel u-shaped wrist support provides arm support for surgeon during lengthy procedures.

The wrist support can be adjusted vertically.

PA33.01


Table Compatibility: Smart P2000, P2000, P1050/P1080

PA33.02

Table Compatibility: Emax 300, C600, C200, Gmax

PA33.03

Table Compatibility: Artemis, Amax 9000, Amax 9000 Plus



Sitting Headrest

To attach to side rails; supports patient's head in sitting position for neurosurgery. Provides lateral and vertical adjustment.

Compatible Accessories: PA01.01, PA01.02, PA39.01

PA30.01

Table Compatibility: Amadis, Artemis, Amax 9000 Plus, Amax 9000, Smart P2000, P2000, P1050/1080

PA30.02

Table Compatibility: Emax 300, C600, C200



Emerson Group Co., Ltd.

บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Emerson Group Co., Ltd.

บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

นางคณา เลิศสมิตินันท์