

TECHNICAL SPECIFICATIONS ๒.๑๙

	๒.๑๖	๒.๑๗	๒.๑๘	๒.๑๙
	Carbon Fiber Built-in Kidney Elevator(K) 120mm	Electrical Sliding(S) 350mm	Low Profile Tabletop(N)	Auto-leveling(D)
C660 K	○			
C660 K/S	○	○		
C660 K/SD	○	○		○
C660 K/SND	○	○	○	○
C660 /S		○		
C660 /SN		○	○	
C660 /SD		○		○
C660 /SND		○	○	○
C660 /N			○	
C660 /ND			○	○

Table Length	2,070mm	๒.๑๒
Table Width (without side rails)	520mm	๒.๑๒
Table Height (without mattress)	680-1,120mm 520-1,020mm (For N model)	๒.๑๙.๑, ๒.๑๙.๒
Trendelenburg/Reverse Trend	30°/30° 26°/26° (For N model)	๒.๑๙.๓, ๒.๑๙.๔
Lateral Tilt (L/R)	20°/20°	๒.๑๙.๕
Head Section (Up/Down)	60°/90°	๒.๑๙
Back Section (Up/Down)	80°/50°	๒.๑๙.๖, ๒.๑๙.๗
Leg (Up/Down)	20°/90°	๒.๑๙.๑, ๒.๑๙.๒
Leg (Open / 2 plates)	0°-180°	๒.๑๙.๓
Flex/Reflex	230°/100°	๒.๑๙.๘, ๒.๑๙.๙
Weight Capacity	454kg/1,000lbs	๒.๑๓



Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Kaleem
นางดลมา เตีสถมิติวัฒน์

OPTIONAL ACCESSORIES

PA01.01	Radial Setting Clamp Side Rail (EU)	PA29.04	Microscopic Operation Frame for Hand Operation (Rectangular Type EU)
PA01.02	Radial Setting Clamp Side Rail (US)	PA30.02	Sitting Headrest
PA02.01	Flat Bar Clamp Side Rail (EU)	CPA33.04	Headrest for Plastic Operation
PA02.02	Flat Bar Clamp Side Rail (US)	PA34.03	Spinal Support Frame
PA03.01	Anesthesia Screen	PA35.05	Pressure Management Mattress (6cm) Standard
PA03.02	Telescopic Anesthesia Screen	PA36.01	Transfer Board
PA04.01	Shoulder Brace (Left)	PA39.01	Radial Setting Clamp Side Rail
PA05.01	Shoulder Brace (Right)	CPA42.07	Adjustable headrest adapter
PA06.02	Armboard, 6 cm (US)	PA46.01	Lithotomy Legholder
PA06.03	Armboard, 6 cm (EU)	PA48.01	Armboard, Carbon Fiber (US)
PA07.01	Lateral Brace	PA48.02	Armboard, Carbon Fiber (EU)
PA08.02	Leg Holder	PA49.01	Armboard, Laminated (US)
PA09.01	Foot Rest (Left)	PA49.02	Armboard, Laminated (EU)
PA10.01	Foot Rest (Right)	CPA54.07	Shoulder Attachment
PA11.01	Restraint Strap	PA69.01	Adjustable Supporting with Pad
PA11.02	Body Strap with Buckle	PA69.02	Adjustable Instrument Tray
PA12.01	Infusion Stand with Two Hooks	PA70.01	Cassette Carrier
PA12.02	Infusion Stand with Four Hooks	PA84.01	Table Width Extender, 25cm (US)
CPA13.06	Horseshoe Headrest (C)	PA84.02	Table Width Extender, 25cm (EU)
PA14.01	Upper Arm Support	PA85.01	Table Width Extender, 45cm (US)
PA15.01	Proctology Attachment	PA85.02	Table Width Extender, 45cm (EU)
PA16.02	Drain Pan	PA95.01	Lateral Support
PA17.01	Accessory Trolley (US)	PA113.01	Wristlet
PA17.02	Accessory Trolley (EU)	PA114.01	Anesthesia Screen with Suspended Arm Strap
PA17.03	Advanced Accessory Trolley (US)	PA115.01	Neck Supporting Pad
PA17.04	Advanced Accessory Trolley (ES)	PA115.02	Supporting Pad
PA27.01	Dorsal Operation Pad	PA116.01	Semi Circular Shaped Pad
PA28.02	Foot Control	PA122.01	Perineal Filler Plate
PA29.01	Microscopic Operation Frame for Hand Operation (US)	PA123.01	Instrument Tray
PA29.02	Microscopic Operation Frame for Hand Operation (EU)	CPA58.03	Orthopedic Extension (6cm)
PA29.03	Microscopic Operation Frame for Hand Operation (Rectangular Type US)	CPA901.11	Orthopedic Extension, Carbon Fiber (6cm) US

Emerson Group Co., Ltd.

บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Emerson Group Co., Ltd.

บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Kaleem

นางลลนา เกษสมิตินันท์



Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Mediland Enterprise Corporation


Headquater

No 75, Wenhwa 1st Rd., Guishan Dist, Taoyuan City
33382, Taiwan, R.O.C.
Phone 886-3-328-9140
Fax 886-3-328-8881
international@mediland.com.tw

Branch


No.29, Qinhuai Rd., Nanjing Jiangning Economic &
Technological Development Zone, China
Phone 86-25-5791-8595
Fax 86-25-5791-8594
chinasales@mediland.com.cn

Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด




Emerson Group Co., Ltd. (Taiwan) Branch
Mediland Technology & Equipment (China) Co., Ltd.


Patient Fixation




Shoulder Brace
 PA04.01 (Left)
 PA05.01 (Right)
 Made of stainless steel frame. Laterally adjustable and height adjustable.
 Lateral Adjustment: 123mm
Compatible Accessories:
 PA 02.01 or PA02.02



๓.๖ **Lateral Brace**
PA07.01
 Mounted on side rails for supporting patient's body in lateral position.
 Pad: 190 mm(L) x 66 mm (W) x 60mm (H)
 Height Adjustment: 180mm
 Lateral Adjustment: 226mm
Compatible Accessories:
 PA 02.01 or PA02.02



๓.๘ **Restraint Strap**
PA11.01
 For fastening on side rails; with removable, disinfectant resistant strap; continuously adjustable in length via Velcro fastener.
 Strap Width: 74mm
 Strap Length: 1760 mm



Body Strap with Buckle
PA11.02
 Fixed at the side rail with quick-draw hook, it may be dismantled and adjusted quickly when used with the buckle design of the safety belt, and may raise the degree of comfort and the sense of fitting when coupled with the large-area pressure management mattress.
 Strap Width : 220mm
 Strap Length : 1027 mm

Emerson Group Co., Ltd.
 บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

3.3 Requirements

3.3.1 Environmental Requirements

- Environment Condition: An air-conditioned room
- Temperature: 10°C~40°C
- Relative Humidity: 30~70%RH
- Atmosphere Pressure: 700hPa~1060hPa

3.3.2 Power Requirements

- Power: 100-240Vac 50 / 60Hz. 6A ๒.๑.๑

3.6.5 Loading Capacity

The C660 Electric Surgical Table operated with a patient weighting 454kg is safe for operating all movement. The loading distribution is 16.4kg on head section, 124.1kg on back section, 261.7kg on seat section, and 51.9kg on leg section.

๒.๑๓

๒.๑๓.๓

๒.๑๓.๔

๒.๑๓.๑

๒.๑๓.๒


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด



นางลดา เลิศสมิตวิวัฒน์

4.2 Installation Instructions of the Table:

4.2.1 Installation of the Table:

1. Position the table at demand location.
2. Turn ON the Battery Switch (Figure3-2)
3. Press brake button on auxiliary controller (Figure5-4, #7 and #1) or hand controller (Figure5-2, #2) till the Table Lock Indicator(Figure5-2, #1) light up and the table base is tight against the floor.
4. Ensure the floor locks (Figure 4-5) are tightly against the floor. If not, use a wrench to adjust the floor lock until the table base is tightly against the floor.
5. Plug power cord into appropriate socket on the table base (Figure 4-5)
6. Plug power cord into appropriate facility outlet.
7. Route power cord to eliminate Tripping Hazard for facility personnel.




Figure 4-5

Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมิรอน กรุ๊ป จำกัด

Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมิรอน กรุ๊ป จำกัด

Kaleem
นางลลนา เลิศสมิตินันท์

- Verify that power is on. The power indicator on the hand controller is lighted on when power is on. If power is off, press the power switch on the hand controller to turn on the power.

NOTE: The power will be automatically turned off if the hand controller is idle for about 70 ±10seconds.




Adjust tabletop position using hand control positioning buttons as follows:

1. Press the desired positioning button.
2. Release the button when desired position is reached.
3. Tabletop movements range are as bellow:
 - Trendelenburg : Maximum 30 degrees from horizontal. Maximum 26 degrees from horizontal for option "/N".
 - Reverse Trendelenburg : Maximum 30 degrees from horizontal. Maximum 26 degrees from horizontal for option "/N".
 - Height : 68cm (minimum) to 112cm (maximum) 52cm (minimum) to 102cm (maximum) for option "/N"
 - Lateral Tilt (L / R) : Maximum 20 degrees from horizontal.
 - Back Section : Maximum 80 degrees up or down 50 degrees from horizontal
 - Flex / Reflex : The included angle between the Back and Pelvis section is 230 degree maximum and 100 degree minimum.
 - Flex : Back down maximum 20° with maximum seat down 20° from horizontal.
 - Reflex : Back up maximum 30° with seat up maximum 30° from horizontal
 - Level: Make the tabletop to level position. (for the option "/D" only).
 - Sliding: Applied to the model with code "/S" only. Sliding toward Head/Foot 340mm.

Note: Before operating the SLIDING function, set the leg sections to level or above to prevent the leg sections from being damaged.



Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมิรสัน กรุ๊ป จำกัด


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมิรสัน กรุ๊ป จำกัด




นางสาว เติ้ลณีรัตน์


General Accessories



๓.๑ **Radial Setting Clamp**
PA01.01 (EUR)
PA01.02 (US)

Made of stainless steel; ideal for mounting accessories that have round posts anywhere along table side rail; 360 degrees radial adjustment; suitable for rods of 15 mm - 18 mm diameters; simultaneous locking of the accessory and of the clamp to the side rail.


Compatible Accessories:
PA03.01, PA08.02, PA09.01, PA10.01, PA12.01, PA12.02, PA14.01, PA15.01, PA30.01, PA30.02, PA46.01



๓.๒ **Flat Bar Clamp**
PA02.01 (EUR)
PA02.02 (US)

Made of stainless steel, ideal for mounting accessories that have flat bars anywhere along table side rail; simultaneous locking of the accessory and of the clamp to the side rail.

Compatible Accessories:
PA04.01, PA05.01, PA07.01, PA38.01



Radial Setting Clamp
PA39.01 (EUR & US)



Made of stainless steel; ideal for mounting accessories that have round posts anywhere along table side rail; 360 degrees radial adjustment; suitable for rods of 15 mm - 18 mm diameters; simultaneous locking of the accessory and of the clamp to the side rail.

Compatible Accessories:
PA03.01, PA08.02, PA09.01, PA10.01, PA12.01, PA12.02, PA14.01, PA15.01, PA30.01, PA30.02, PA46.01

EMERSON Group Co., Ltd.
บริษัท เอมิรสัน กรุ๊ป จำกัด

นางอลิษา เตชะลิขิตวันชัย

General Accessories



Adjustable Anesthesia Screen

PA03.02

The L-shaped telescopic Anesthesia Screen is made of stainless steel. Its length and height can be adjusted by turning the black knob.

Height Adjustment : 250mm


Length Adjustment : 200mm

Dimensions :

(460-660) mm (W) × (460-710) mm (H)

Compatible Accessories:

PA01.01, PA01.02, PA39.01



๓.๒

Anesthesia Screen

PA03.01

L-shaped; made of stainless steel; adjustable height by using a clamp.


Diameter of vertical Rod: 16 mm

Height Adjustment : 244mm

Dimensions: 650 mm (W) × 726 mm (H)

Compatible Accessories:

PA01.01, PA01.02, PA39.01



Humerus Positioning Device & Weinberger Hand Traction Device

PA155.01

For Repositioning and fitting of Intramedullary Nails for Humerus Fractures. Secure fixation of the hand can be sterilized and radiolucent.

Humerus Countertraction Post

PA156.01





Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Emerson Group Co., Ltd.

บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

นางฉลภา เลิศสมิตินันท์

ArmBoards / ArmSupports




๓.๓

Armboard , 6cm (H) Armboard , 8cm (H)
 PA06.02 (US) PA06.04 (US)
 PA06.03 (EUR) PA06.05 (EUR)

Pad : 603 mm (L) x 150 mm (W)

Locks by gravity to table side rail. Adjusts 180 degrees horizontally. Supplied with a Velcro arm restraint strap; stainless steel frame; electrically conductive foam pad.




Armboard , Carbon Fiber

PA48.01 (US) / PA48.02 (EUR)

Pad : 653 mm (L) x 152mm (W) x 60mm (H)

Locks by gravity to table side rail. Adjusts 180 degrees horizontally. Radiolucent carbon fiber armboard provides unobstructed C-arm access. Durable construction eliminates damage when dropped. Supplied with a Velcro arm restraint strap.




Armboard , Laminated

PA49.01 (US) / PA49.02 (EUR)

Pad : 653 mm (L) x 152mm (W) x 60mm (H)

Locks by gravity to table side rail. Adjusts 180 degrees horizontally. Lightweight and durable construction eliminates damage when dropped. Supplied with a Velcro arm restraint strap.



๓.๕

Upper Arm Support

PA14.01

Provides upper arm support during lateral positioning. Supplied with a Velcro arm restraint strap; stainless steel frame; electrically conductive foam pad.

Diameter of Vertical Rod: 16 mm

Pad: 450 mm (L) x 130 mm (W) x 20mm (H)

Height Adjustment: 393 mm

Compatible Accessories:


PA01.01, PA01.02, PA39.01


 Emerson Group Co., Ltd.
 บริษัท เอมิรสัน กรุ๊ป จำกัด




 วิศวกรอาวุโส

General Accessories




**Instrument Tray, stainless steel
PA123.01**

Designed for the place of surgical instruments. Made of stainless steel; adjustable height by using a clamp. Maximum loading capacity is 5kg.

Tray: 450(L) x 260mm(W) x 63mm(H)

Height Adjustment: 257mm

Compatible Accessories:
PA01.01, PA01.02, PA39.01




**Adjustable Instrument Tray
PA69.02**

Designed for the place of instruments. Made of stainless steel and adopts telescopic joints for forward-backward and height adjustment. Maximum loading capacity is 5kg.

Tray : 467mm(L) x 277mm(W) x 63mm(H)

Height Adjustment: 260 mm



**Accessory Trolley
PA 17.01 (US)**

๓.๙

PA 17.02 (EUR)

Made of stainless steel; with four rails; mobile with four castors; two castors with breaking system


Dimension :

900 mm (L) x 600 mm (W) x 755 mm (H)

Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมerson กรุ๊ป จำกัด

Signature
Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมerson กรุ๊ป จำกัด


Urology / Gynecology Surgery



**Proctology Attachment
PA15.01**

Supports patient in the prone position for rectal procedures. Adjustable in height and width; for all Mediland operating tables.

Compatible Accessories:
PA01.01 or PA01.02 or PA39.01




**Drain Pan
PA16.01 for P series**

๓.๘

PA16.02 for C series & Emax 300, Gmax
For Urologic procedures. Attaches to the perineal edge of the pelvic section when the leg sections are removed. Includes a stainless steel pan, reusable screen, and tubing.

PA 16.01 Pan size :
282 mm (L) × 325 mm (W) × 100 mm (H)
PA 16.02 Pan size :
248 mm (L) × 330 mm (W) × 85 mm (H)




**Drain Pan, for Amax series
PA16.03 for Amax 9000**

PA16.04 for Amax 9000 Plus & Artemis
For Urologic procedures. Attaches to the perineal edge of the pelvic section when the leg sections are removed. Includes a stainless steel pan, reusable screen, and tubing.

Pan: 328 mm (L) × 250 mm (W) × 82 mm (H)



Mediland Group Co., Ltd.
บริษัท เมาแลนด์ กรุ๊ป จำกัด




**Adjustable Drain Pan
PA16.05**

For Urologic procedures. Attaches to the perineal edge of the pelvic section when the leg sections are removed. The pan height can be adjusted and provides fast drainage. Includes a stainless steel pan, reusable screen, and tubing.
Pan : 500mm (Radius of gyration) x 330mm (W) x 255mm (H)

นางสมภา เลิศอนันต์จันทร์



Operation Positioning Pads



Contoured Arm/Leg Pads CPA304.06

Size : 50 cm×15cm×4 cm

To protect knee and upper arm in prostrate and lateral surgery.




Dome Shaped Pads

CPA304.01	30cm×15cm×7cm	CPA304.04	50cm×10cm×4cm
CPA304.02	30cm×10cm×4cm	CPA304.14	50cm×10cm×7cm
CPA304.13	30cm×10cm×7cm	CPA304.21	50cm×10cm×10cm
		CPA304.03	50cm×15cm×7cm
		CPA304.20	50cm×15cm×10cm
		CPA304.05	50cm×15cm×12cm

๓.๑๒

To offer protection for the patient's chest and hipbone in prone surgery, for knee and ankle in resupine surgery, and for armpit in lateral surgery.



Heel Pads

CPA304.09


Size : 18cm×10cm×7cm

To secure and protect ankle and heel area without hook and loop attachment by placing patient's heel in cup cut-out. This can also be used to support neck in supine surgeries.



Emerson Group Co., Ltd.

บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด



Heel Protector

CPA304.29

Size : 32cm×20cm×3cm

To secure and protect ankle and heel area without hook and loop attachment by placing patient's heel in cup cut-out.

Emerson Group Co., Ltd.

บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Emerson (Thailand) Co., Ltd.

๔.๓

Date : 8th Mar, 2023

Our Ref.: Mediland/EMERSON/TH-230308/Lot-1


Certificate of Spares Availability of the Equipment

To Whom It May Concern,

We **Mediland Enterprise Corporation**, (hereafter **Mediland**), who established and reputable manufacturer of OT Tables & OT Lights having our Operation table model C660 manufacturer at Mediland Nanjin China site at No. 29, Qinhuai Rd., Nanjin Jiangning Economic & Technological Development Zone, China. Hereby confirm **Emerson Group Co., Ltd** (located at 49 SoiRaewadee 61, Taladkhwan, Muang, Nonthaburi, Thailand 11000) as our authorized distributor to provide service and maintenance of Mediland brand products deployed in the Kingdom of Thailand.

Mediland guarantees the supply of spares for Ten years and above. **Emerson Group Co., Ltd** guarantees the supply of spares and after-sales service for the same terms. Mediland Accessories and Spare Parts are proprietary and are for use in Mediland Tables, Lights, and other products of our company.

Yours faithfully,
for and on behalf of **Mediland Enterprise Corporation**



Name: Cherry Weng
Title: Sales Director
International Sales & Marketing Dept.
Mediland Enterprise Corporation



Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด



Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด



นางลลนา เติษสมิตติวัฒน์



EC Declaration of Conformity

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Mediland Medical Equipment Enterprise Corporation Company with its legal factory, *Mediland Medical Equipment Enterprise Corporation Company, No.29, Qinhuai Rd., Jiangning Economic & Technological Development Zone, Nanjing, Jiangsu China.*

Product Name: C660 Series Electric Surgical Table
 Basic UDI-DI: 697472435C660GB
 SRN: CN-MF-000014619
 Model/s: C660 K, C660 K/S, C660 K/SD, C660 K/SND, C660 /S, C660 /SN, C660 /SD, C660 /SND, C660 /N, C660 /ND

UMDNS Code/ Description	GMDN Code/ Description	Classification	Classification Rule / Classification Rationale as per Annex VIII of Regulation (EU) 2017/745
<u>13961 / Tables, Operating</u>	<u>35379 / Universal operating table, electrohydraulic</u>	<u>Class I</u>	<u>Rule 13 / Active devices are classified as class I</u>

The aforementioned products conform to **Directive 2011/65/EU (RoHS)** and fully comply with the requirements of **Regulation (EU) 2017/745** pertaining to medical devices (MDR).

We hereby appoint *Luana Med. B.V.*, located at *Weena-zuid 130, 3012NC Rotterdam, Netherlands* to act as European Authorized Representative as explicitly defined per *Article 11* of Regulation (EU) 2017/745.

The necessary pre-requisites for placing the **CE** mark on the above mentioned products and marketing them in all Member States of the European Union have thus been fulfilled.

Signature

Name
Position
Place and Date of issue

James chiang
Quality Assurance Manager
China. / Feb. 28, 2022

Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมิรอน กรุ๊ป จำกัด



Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมิรอน กรุ๊ป จำกัด





MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate no.:
249178-2017-AQ-RGC-NA-PS

Initial certification date:
02 January 2008

Valid:
18 February 2022 – 17 February 2025


This is to certify that the management system of
**Mediland Medical Equipment Enterprise
Corporation Company**

No.29, Qinhuai Rd, Jiangning Economic & Technological Development Zone, Nanjing, Jiangsu,
China (Unicode: 91320115738892092C)

has been found to conform to the Quality Management System standard:
ISO 13485:2016 / EN ISO 13485:2016

This certificate is valid for the following scope:


**Design, Development, Production, Sales and Service of Surgical Tables, Surgical Lights,
Examination Lamps and Medical Pendants.**


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมิรสัน กรุ๊ป จำกัด
บริษัท เอมิรสัน กรุ๊ป จำกัด

Place and date:
Hovik, 04 January 2022

For the issuing office:
DNV Product Assurance AS
Veritasveien 3, 1363 Hovik, Norway




นางศศิมา เติศุมมิติวันทร์
Cecilie Gudesen Torp
Cecilie Gudesen Torp
Management Representative

การรับประกันทรัพย์สินที่ซื้อขาย
เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล

ผู้ขายตกลงรับประกันคุณภาพทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นเวลา...๓...ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้ตรวจรับทรัพย์สินที่
ซื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ขายรับประกันคุณภาพทรัพย์สินที่ซื้อขายเป็นระยะเวลา ...๓...ปี
๒. ผู้ขายตกลงเข้าทำการตรวจสอบบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ซื้อขาย ทุกๆ ...๔... เดือน
โดยให้บริการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ตรวจสอบเช็คส่วนประกอบของทรัพย์สินที่ซื้อขายทุกชิ้นส่วนทั้งภายในและภายนอก เพื่อค้นหาความเสียหาย
 - ทำความสะอาดทรัพย์สินที่ซื้อขายทั้งภายในและภายนอก
 - ตรวจสอบการทำงานของทรัพย์สินที่ซื้อขายให้ทำงานได้เป็นปกติตามมาตรฐานที่กำหนดจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมใบรายงานผลตรวจสอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย
๓. ผู้ขายตกลงเข้าทำการซ่อมแซมแก้ไขทรัพย์สินที่ซื้อขายเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ซื้อตามกำหนดเวลาและเงื่อนไข
ที่ระบุในสัญญาซื้อขาย
๔. ผู้ขายตกลงจัดหาอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการบำรุงรักษา และ/หรือซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้
ทรัพย์สินที่ซื้อขายใช้งานได้สมบูรณ์เรียบร้อยตลอดระยะเวลาประกัน ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด



นางลลนา เลิศสมิตินันท์


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอมเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอรับรองว่า
นาง ลลนา เลิศสมิตินันท์
ชื่อสถานประกอบการ บจ.เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ	เลขทะเบียน	
นิติบุคคล	เลขทะเบียนพาณิชย์	0125551003883
	หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	
	วันที่อนุมัติ	1 กรกฎาคม 2567

เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้ขึ้นบัญชีรายการ
พัสดุ และบัญชีรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตาม
ข้อกำหนดในกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และมีผลจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2568


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายชวันย์ สวัสดิ์-ชูโต

รองผู้อำนวยการ

นายทะเบียน


Emerson Group Co., Ltd.
บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด



บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ SAVINGS DEPOSIT ACCOUNT

ธนาคารจะเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ ๑๕.๐๐ บาท
 ในกรณีที่บัญชีจะสัมพันธ์กับบัญชีเงินฝากอื่น
 ๕.๐๐๐.๐๐ บาท และให้ธนาคารจัดบัญชีให้ฟรี


คำเตือนและเงื่อนไข

- สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการเบิกเงินต้องเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยด้วยตนเอง ห้ามมอบให้ผู้อื่นเก็บรักษา หากสูญหายต้องแจ้งความและแจ้งให้ธนาคารทราบทันที
- นำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวหรือเอกสารแสดงตนมาที่ธนาคารทุกครั้งที่มีฝากหรือถอนเงิน
- ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว
- การแก้ไขรายการที่ผิดพลาดต้องมีผู้รับมอบอำนาจของธนาคารลงนามกำกับ
- ธนาคารจะคิดค่าบริการปรับปรุงเงื่อนไขการฝากเงินและอัตราค่าธรรมเนียม ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร

Guidelines and Conditions

- This passbook is an important document. It should be kept in a secure place and kept hidden from other persons. If the passbook is lost, the account holder should inform the Bank immediately. If the account holder cannot be held liable for damages.
- Always bring this passbook and your ID card or other identification document when you make a deposit or withdrawal.
- The balance shown in this passbook will be deemed correct only if identification is verified with the corresponding record kept by the bank.
- A correction in the passbook record is valid only when accompanied by the signature of an authorized officer of the Bank.
- From time to time, the Bank will announce changes to deposit conditions and conditions at its branches.

สาขา 0058
 Branch ถนนวิวัฒนาวิเศษ



บัญชีเลขที่ Account No. 058-041927-3

ชื่อบัญชี

Account Name

戶口名稱

บจก. เอเมอร์สัน กรุ๊ป



ทะเบียนเลขที่ SC

SC43094352

ลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 Authorized Signature



Emerson Group Co., Ltd.
 บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

Handwritten signature

Emerson Group Co., Ltd.
 บริษัท เอเมอร์สัน กรุ๊ป จำกัด

นางลลนา เลิศสมิตินันท์

เล่มที่ 1307



ใบเสร็จรับเงิน



เลขที่ 99

ในราชการ โรงพยาบาลนครปฐม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

ได้รับเงินจาก บริษัท 101 มอริส กรุ๊ป จำกัด ตามรายละเอียดดังนี้

๕.๕.๖๖๔

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าประกันสุขภาพ 10 เดือน ค่าตัดค่าไม่ระดมไฟฟ้าพร้อม	87,750 -
ริโมทคอนโทรล รุ่น C660K / RND จีน Mediland	
ผลิตภัณฑ์ประกันเทคโนโลยีระดับ 1 เดียว	
รวมบาท	87,750 -

จำนวนเงิน - แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ส.ค. 66)

เล่มที่ นฐ. 1001-1500

ลงชื่อ อลงก

ตำแหน่ง

พนักงานการเงินและบัญชี



Emerson Group Co., Ltd.

บริษัท เอมอร์ดัน กรุ๊ป จำกัด

(Handwritten signature)